

ワクチン濃縮液低温保存タンク (スチーム殺菌方式)


型式：SKMJ-ST-200 ℓ

構 成

- ◆攪拌機装置 (テフロンランド方式)
- ◆無菌空気加圧フィルターユニット
- ◆タンク移動台車

仕 様

- ◆本体 SUS-316
- ◆ジャケット SUS-304
- ◆保温化粧板 SUS-304
- ◆保温材 パーライト
- ◆マンホール兼視窓
- ◆照明窓
- ◆フィルターセット口
- ◆空殺菌スチーム口
- ◆空気出口
- ◆圧力計口
- ◆安全弁口
- ◆液出口
- ◆温度計口
- ◆研磨仕上 内面 #400 外面 ウロコ仕上
- ◆設計圧力 内圧 0.2MPa 外圧 0.2MPa
- ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、低温水入口・出口



ワクチン液調合加圧送液タンク (オートクレーブ殺菌方式)

型式：SKMJ-P-50 ℓ

構 成

- ◆攪拌機装置 (テフロンランド方式)
- ◆加圧フィルターユニット
- ◆温水循環装置
- ◆温度制御盤

仕 様

- ◆本体 SUS-316
- ◆ジャケット SUS-304
- ◆袴 SUS-304
- ◆ハンドホール
- ◆フィルターセット口
- ◆液入口
- ◆液出口
- ◆空気出口
- ◆温度測温体口
- ◆研磨仕上 内面 #400 外面 #300
- ◆設計圧力 内圧 0.1MPa 外圧 0.1MPa
- ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、低温水入口・出口