

ワクチン液調合加圧送液タンク
(スチーム殺菌可能)


型式：SKM-S-100 ℓ

構 成

- ◆攪拌機装置(テフロンランド方式)
- ◆無菌空気フィルターユニット
- ◆自立型脚

仕 様

- ◆本体 SUS-316
- ◆自立型脚 SUS-304
- ◆ハンドホール
- ◆無菌フィルター口
- ◆液入口
- ◆液出口
- ◆空気出口
- ◆圧力計口
- ◆安全弁口
- ◆研磨仕上 内面 #400 外面 ウロコ仕上
- ◆設計圧力 0.2MPa



ワクチン液不活化タンク
(スチーム殺菌方式)

型式：SKM-R-250 ℓ

構 成

- ◆攪拌機装置(マグネット方式)
- ◆無菌空気フィルターユニット
- ◆ワクチン液循環ユニット
- ◆自立型脚

仕 様

- ◆本体 SUS-316
- ◆ジャケット SUS-304
- ◆保温化粧板 SUS-304
- ◆保温材 ロックウール
- ◆自立型脚 SUS-304
- ◆循環ポンプ SUS-316
- ◆サニタリー配管ユニット SUS-316
- ◆マンホール兼視窓
- ◆圧力計口
- ◆液入口
- ◆液循環口
- ◆パイメタル温度計口
- ◆視窓口 2ヶ所
- ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、低温水入口・出口
- ◆研磨仕上 内面 #400 外面 #300
- ◆設計圧力 0.2MPa
- ◆無菌空気フィルター口
- ◆安全弁口
- ◆液出口
- ◆空気出口
- ◆温度測温体口
- ◆空殺菌スチーム口