



ワクチン濃縮液ストレージタンク (スチーム殺菌方式)


型式：SKMJ-ST-3000ℓ

構成

- ◆攪拌機装置(マグネット方式)
- ◆無菌空気フィルターユニット
- ◆操作用梯子
- ◆自立型脚

仕様

- ◆本体 SUS-316
- ◆ジャケット SUS-304
- ◆保温化粧板 SUS-304
- ◆保温材 炭化コルク
- ◆梯子 SUS-304
- ◆自立型脚 SUS-304
- ◆マンホール兼視窓 ◆長型視窓2段
- ◆無菌空気フィルター口
- ◆圧力計口 ◆液入口
- ◆液出口 ◆空気出口
- ◆バイメタル温度計口
- ◆空殺菌スチーム口
- ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、低温水入口・出口
- ◆研磨仕上 内面 #400 外面 #300
- ◆設計圧力 0.2MPa



ワクチン濃縮液ストレージタンク (スチーム殺菌方式)

型式：SKMJ-ST-2000ℓ

構成

- ◆攪拌機装置(マグネット方式)
- ◆無菌空気フィルターユニット
- ◆自立型脚

仕様

- ◆本体 SUS-316
- ◆ジャケット SUS-304
- ◆保温化粧板 SUS-304
- ◆保温材 ロックウール
- ◆自立型脚 SUS-304
- ◆マンホール兼視窓
- ◆長型視窓2段
- ◆無菌空気フィルター口
- ◆圧力計口 ◆液入口
- ◆液出口 ◆空気出口
- ◆バイメタル温度計口
- ◆空殺菌スチーム口
- ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、低温水入口・出口
- ◆研磨仕上 内面 #400 外面 #300
- ◆設計圧力 0.2MPa