



**pH/ORP電極**  
(バイオ・製薬・食品・飲料)

**型式：465型**

代表的なpH/ORP電極で、あらゆるプロセスに対応可能。  
加圧または着脱式ホルダーと合わせて使用。

**pH電極**

- ◆標準型 : 465-50-SC-P-S7/9848
- ◆高アルカリ用 : HA465-50-T-S7
- ◆耐フッ酸用 : HF465-50-T-S7
- ◆低温用 : LoT465-50-T-S7/9848
- ◆イクイトール型 : HA465-50-EQ-T-S7  
(温度変化に迅速に反応する電極)
- ◆長さ : 120・150・200・250mm

**ORP電極**

- ◆標準型 : Pt4865-50-SC-S7
- ◆長さ : 120・150・200・250mm



**pH/ORP電極**  
(バイオ・製薬・食品・飲料)

**型式：DPAS型(加圧型)**

予め電極内部を加圧したゲル状電解液の電極で、小型培養槽に最適。蒸気滅菌・オートクレーブ滅菌可能。

**pH電極**

- ◆標準型 : 405-DPAS-SC-K8S
- ◆長さ : 120・200・225・325・425mm

**ORP電極**

- ◆標準型 : Pt4805-SC-DPAS-K8S
- ◆長さ : 120・200・225・325mm



**pH/ORP電極**  
(バイオ・製薬・食品・飲料)

**型式：InPro 3030型**

ゲル状電解質と特殊構造の液終部を用いることにより耐圧性が向上したため、大型培養槽にも使用可能。

- ◆長さ : 120・150・225・325・425mm



**pH/ORP電極**  
(バイオ・製薬・食品・飲料)

**型式：InPro 3100型**

InPro3030型に温度センサーPt100またはPt1000を内蔵。IP67対応のVP6ケーブルに適合。

- ◆長さ : 120・150・225・325・425mm



**パンクチャー型pH電極**  
(バイオ・製薬・食品・飲料)

**型式：LOT406-M6-DXK-S7**

- ◆キセライト型の電極で先端は針状形状
- ◆畜肉・鶏肉・魚肉・チーズ等に突き刺してpHを測定
- ◆低温度域でも充分測定可能なLOT型を採用
- ◆本電極に適した携帯型pH計(1120/1140型)と温度センサーを別売
- ◆凍結肉測定のためのナイフも用意しています